

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Nfkb1 (S932) Para Wb - P19838

Número do item: CM0000536



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que reconhece especificamente NFKB1 fosforilada na serina 932. Validado para Western blot em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização NF-kB e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-NFKB1-S932 pAb de Coelho
Observações/Apelido	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; Fosfo-NFKB1-S932
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4790
GeneID	4790
Imunógeno	Peptídeo sintético; um peptídeo fosfo-específico correspondente aos resíduos ao redor de S932 do NFKB1 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19838
Peso Proteico	105kDa
Envio	Saco de gelo