

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Nmdar1-S890 Para Wb, Elisa - Q05586

Número do item: CM0000533



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico que detecta NMDAR1 fosforilado em Ser890. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano e rato. Ideal para o estudo da sinalização do receptor NMDA em plasticidade sináptica e neuropatologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-NMDAR1-S890 pAb de Coelho
Observações/Apelido	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1; Fosfo-NMDAR1-S890
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2902
ID do Gene	2902
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da posição S890 do NMDAR1 humano (NP_015566.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q05586
Peso da Proteína	105kDa
Envio	Bolsa de gelo