

Anticorpo Policlonal Anti-Fosfo-Nmdar1 (S896/S897) Para Wb, Elisa - Q05586

Número do item: CM0001674



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Ser896/Ser897 fosforilada do NMDAR1 humano (GluN1). Adequado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano, rato e camundongo. Ideal para estudos de plasticidade sináptica e receptores NMDA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-NMDAR1-S896/S897 pAb de Coelho
Observações/Apelido	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1; Fosfo-NMDAR1-S896/S897
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2902
GeneID	2902
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S896 e S897 do NMDAR1 humano (NP_015566.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q05586
Peso Proteico	105kDa
Envio	Saco de gelo