

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Npm1-T199 Para Wb, Elisa - P06748

Número do item: CM0001752



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que detecta NPM1 fosforilado em Thr199 em amostras humanas. Adequado para Western blot e ELISA. Ideal para o estudo da fosforilação da nucleofosmina em pesquisas sobre biogênese de ribossomos, duplicação de centríolos e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-NPM1-T199 Coelho pAb
Observações/Alias	B23; NPM; Fosfo-NPM1-T199
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4869
Imunógeno	Peptídeo fosforilado sintético ao redor de T199 do NPM1 humano (NP_001032827.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06748
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Saco de gelo