


Mab Anti-Fosfo-Nrf2-S40 De Coelho Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q16236

Número do item: CM0000880



introdução

O mAb Anti-Fosfo-NRF2-S40 de coelho detecta NRF2 fosforilado (Ser40) em humanos, camundongos e ratos. Adequado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Ideal para pesquisa de estresse oxidativo e citoproteção.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-Fosfo-NRF2-S40 de coelho
Observações/Alias	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH; Phospho-NRF2-S40
Espécie	Humano
ID do Gene	4780 (Humano)
Imunógeno	Peptídeo Sintético Péptido fosforilado sintético ao redor da posição S40 do NRF2 humano (Q16236)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16236
Peso Proteico	68 kDa
Envio	Bolsa de gelo