


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Nrf2-S40 Para Wb - Q16236

Número do item: CM0001974



introdução

O Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-NRF2-S40 detecta NRF2 fosforilado em humanos, camundongos e ratos. Adequado para WB, IF, IHC-P e ELISA. Ideal para pesquisa de genes citoprotetores e de estresse oxidativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-NRF2-S40
Observações/Apelido	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH
Espécie	Humano
GeneID	4780
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S40 do NRF2 humano (Q16236)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16236
Peso Proteico	68kDa
Envio	Em saco de gelo