


Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Fosfo-Nrf2-S40 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16236

Número do item: CM0000604



introdução

Validado para WB, IF/ICC, ELISA, este anticorpo policlonar de coelho detecta NRF2 humano fosforilado na serina 40. Uma ferramenta essencial para pesquisa de estresse oxidativo, sinalização redox e citoproteção.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-NRF2-S40 Coelho pAb
Observações/Alias	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH; Phospho-NRF2-S40
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4780
ID do Gene	4780
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S40 do NRF2 humano (NP_006155.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q16236
Peso Proteico	68kDa
Envio	Bolsa de gelo