

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Nucleolina-T76 Para Ihc-P, Elisa - P19338

Número do item: CM0001614



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Fosfo-Nucleolina-T76 para detecção de Nucleolina humana fosforilada em T76. Validado para IHC-P e ELISA. Apoia a pesquisa sobre biogênese de ribossomos e dinâmica da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-Fosfo-Nucleolina-T76 de Coelho
Observações/Apelido	C23; Nsr1; Fosfo-Nucleolina-T76
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4691
GeneID	4691
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos resíduos ao redor de T76 da Nucleolina Humana.
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P19338
Peso da Proteína	77kDa
Envio	Bolsa de gelo