

Anticorpo Monoclonal Anti-Fosfo-P38 Mapk (T180) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16539 / P53778 / Q15759

Número do item: CM0001036



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à p38 MAPK fosforilada (Thr-180), validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade em humano, camundongo e rato. Essencial para estudar a sinalização da MAP quinase ativada por estresse, inflamação e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-p38 MAPK-T180
Observações/Apelido	MAPK14; CSBP; CSBP1; CSBP2; CSPB1; EXIP; Mxi2; PRKM14; PRKM15; RK; SAPK2A; p38; p38ALPHA; p38 MAPK; Fosfo-p38 MAPK-T180
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1432, 6300, 5600
GeneID	1432
Imunógeno	Um peptídeo sintético fosforilado em torno de T180 da p38 MAPK humana (NP_620581.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16539, P53778, Q15759
Peso Proteico	41kDa
Envio	Saco de gelo