


## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-P38 Mapk (T180/Y182) Para Wb E Elisa - Q15759 / P53778 / O15264 / Q16539

Número do item: CM0000843



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico contra p38 MAPK fosforilado (T180/Y182). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de vias de sinalização de estresse e inflamatórias.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Especificação                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Fosfo-p38 MAPK-T180/Y182 mAb de coelho                                                                                         |
| Observações/Apelido | MAPK14; CSBP; CSBP1; CSBP2; CSPB1; EXIP; Mxi2; PRKM14; PRKM15; RK; SAPK2A; p38; p38ALPHA; p38 MAPK; Phospho-p38 MAPK-T180/Y182 |
| Espécie             | Humano                                                                                                                         |
| GeneID (Humano)     | 5600/6300/5603/1432                                                                                                            |
| GeneID              | 5600/6300/5603/1432                                                                                                            |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de T180 & Y182 da MAPK humana (NP_002742.3)                     |
| Origem              | Coelho                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpos Fosforilados                                                                                                        |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                       |
| SWISS               | Q15759/P53778/O15264/Q16539                                                                                                    |
| Peso da Proteína    | 29kDa/34kDa/35kDa/41kDa                                                                                                        |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                  |