


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-P38 Mapk (Y182) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16539

Número do item: CM0001072



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico contra p38 MAPK (MAPK14) fosforilada na tirosina 182 (Y182). Validado para WB, IF/ICC e ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar vias de sinalização de estresse e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-p38 MAPK-Y182
Observações/Apelido	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1432
GeneID	1432
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y182 da p38 MAPK humana (NP_620581.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16539
Peso Proteico	41kDa
Remessa	Em saco de gelo