

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-P38 Mapk (Y182) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16539

Número do item: CM0002001



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico direcionado à p38 MAPK fosforilada em Y182; validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; detecta MAPK14 humano, de rato e camundongo (Q16539), chave na sinalização de estresse, inflamação e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-p38 MAPK-Y182
Observações/Apelido	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; Fosfo-p38 MAPK-Y182
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1432
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y182 da MAPK humana
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16539
Peso Proteico	41kDa
Envio	Saco de Gelo