

Anti-Fosfo-P38 Mapk (Y182) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16539

Número do item: CM0000713



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta especificidade que visa a p38 MAPK fosforilada (Tyr182). Validado para WB, IHC-P e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para investigar vias de transdução de sinal de estresse e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	Fosfo-p38 MAPK-Y182 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; Fosfo-p38 MAPK-Y182
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1432
GeneID	1432
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético fosforilado em torno de Y182 de MAPK humana (NP_620581.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16539
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco de gelo