


Anticorpo Policlon Anti-Fosfo-P53-S15 Para Wb, If/Icc, Elisa - P04637

Número do item: CM0000917



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para p53 fosforilado em Ser15. Validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Para estudo da resposta a danos no DNA, apoptose e regulação do ciclo celular em amostras humanas, de camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-p53-S15 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Fosfo-p53-S15
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7157
GeneID	7157
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S15 da p53 humana (NP_000537.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04637
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Bolsa de gelo