

Anticorpo Policlonais Anti-Fosfo-P53-S315 Para Wb, Elisa - P04637

Número do item: CM0001375



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que reconhece especificamente a p53 fosforilada em Ser315. Validado para WB e ELISA em amostras humanas e de rato. Adequado para pesquisa de apoptose, ciclo celular e supressor tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-p53-S315 Coelho pAb
Observações/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMF55; TRP53; Fosfo-p53-S315
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7157
GeneID	7157
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S315 da p53 humana (NP_000537.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P04637
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de gelo