


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-P53 (S33) Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P04637

Número do item: CM0001860



introdução

O pAb de coelho Phospho-p53-S33 detecta níveis endógenos de p53 fosforilado em Ser33 em humanos, camundongos e ratos. Adequado para WB, IHC-P, IP e ELISA, é uma ferramenta valiosa para estudar a parada do ciclo celular mediada por p53, apoptose e sinalização de supressão de tumores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	Phospho-p53-S33 Rabbit pAb
Observações/Apelido	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S33
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7157
ID do Gene	7157
Imunógeno	Peptídeo sintético / Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S33 do p53 humano (NP_000537.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04637
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco de gelo