

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-P53-S392 Para Wb, Elisa - P04637

Número do item: CM0000927



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Fosfo-p53-S392 (P04637) validado para aplicações WB e ELISA. Adequado para amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização de p53, apoptose e supressão tumoral em pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-p53-S392 Rabbit pAb
Observações/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Fosfo-p53-S392
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	7157
GeneID	7157
Imunógeno	Fosfopeptídeo Sintético: Um fosfopeptídeo sintético fosforilado ao redor de S392 do p53 humano (NP_000537.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04637
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de gelo