


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-P53 (S9) Para Wb, Ip, Elisa - P04637

Número do item: CM0001773



introdução

Anticorpo Policlonal (pAb) de Coelho Fosfo-p53 (S9) para Western blotting (WB), imunoprecipitação (IP) e ELISA. Reconhece p53 humano fosforilado na serina 9. Adequado para pesquisas sobre supressão tumoral, apoptose e regulação do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-p53-S9 pAb de Coelho
Observações/Apelido	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Fosfo-p53-S9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7157
GeneID	7157
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S9 de p53 humano (NP_000537.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04637
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco com gelo