


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-P53 (Ser15) Para Wb, If/Icc, Elisa - P04637

Número do item: CM0001774



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO contra fosfo-p53 (Ser15) humano. Adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com p53 humano e de camundongo. Ideal para pesquisa em câncer e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validated] Fosfo-p53-S15 Coelho mAb
Observações/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Fosfo-p53-S15
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7157
ID do Gene	7157
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S15 da p53 humana
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P04637
Peso da Proteína	44 kDa
Transporte	Saco de gelo