


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-P53 (T55) Para Wb E Elisa - P04637

Número do item: CM0001095



introdução

mAb de Coelho Fosfo-p53-T55 (Cat. AP0986) validado para WB e ELISA. Detecta especificamente p53 humana fosforilada em Thr55, permitindo estudos de ativação de p53 e mecanismos de supressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Fosfo-p53-T55
Observações/Apelido	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Fosfo-p53-T55
Espécie	Humano
GeneID	7157
Imunogénio	Um peptídeo fosforilado sintético em torno da T55 da p53 humana (P04637)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04637
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco de gelo