


Anticorpo Policlonais De Coelho Anti-Fosfo-P53 (T81) Para Wb, Elisa - P04637

Número do item: CM0001836



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a p53 fosforilado em Thr81, validado para WB e ELISA em humano e rato. Ideal para estudos de apoptose, regulação do ciclo celular e supressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-p53-T81 Rabbit pAb
Observações/Alias	P53, BCC7, LFS1, BMFS5, TRP53, Fosfo-p53-T81
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7157
GeneID	7157
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de T81 do TP53 humano (NP_000537.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P04637
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Bolsa de gelo