


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-P70 S6 Kinase 1-S371 Para Wb E Elisa - P23443

Número do item: CM0000752



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que detecta p70 S6 quinase 1 fosforilada em Ser371. Validado para WB e ELISA; reage com RPS6KB1 humano e de camundongo. Apoia a pesquisa de sinalização mTOR e tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-p70 S6 Kinase 1-S371 Rabbit pAb
Observações/Apelido	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; Fosfo-p70 S6 Kinase 1-S371
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6198
GeneID	6198
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S371 do RPS6KB1 humano (NP_001258989.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P23443
Peso Proteico	59kDa
Envio	Bolsa de gelo