

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Phospho-P70 S6 Quinase 1 (Ser371) Para Wb E Elisa - P23443

Número do item: CM0000427



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta afinidade que reconhece especificamente a p70 S6 Quinase 1 humana fosforilada em Ser371. Adequado para Western blot (WB) e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo. Detecta uma banda em 59 kDa. Ideal para estudos de sinalização mTOR e crescimento celular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Policlonal de Coelho Phospho-p70 S6 Quinase 1-S371                                                   |
| Observações/Apelido | S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alfa; S6K-beta-1; p70(S6K)-alfa; Phospho-p70 S6 Quinase 1-S371 |
| Espécie             | Humano                                                                                                         |
| GeneID (Humano)     | 6198                                                                                                           |
| GeneID              | 6198                                                                                                           |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S371 da P70S6K1 humana (NP_001258989.1)      |
| Fonte               | Coelho                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpos Fosforilados                                                                                        |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                      |
| Reatividade Cruzada | Camundongo                                                                                                     |
| SWISS               | P23443                                                                                                         |
| Peso Proteico       | 59kDa                                                                                                          |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                   |