


## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1 (S380) Para Wb, Elisa - Q15418

Número do item: CM0001453



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico direcionado a RSK1/RPS6KA1 em Ser380. Validado para WB e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Ideal para estudo da sinalização MAPK, proliferação celular e sobrevivência. Uniprot: Q15418.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | mAb de coelho Fosfo-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S380                                                                  |
| Observações/Apelido | RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; Fosfo-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S380                                  |
| Espécie             | Humano                                                                                                        |
| GeneID              | 6195                                                                                                          |
| Imunógeno           | Peptídeo Sintético: Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S380 de p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 humano (Q15418) |
| Origem              | Coelho                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpos Fosforilados                                                                                       |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                     |
| Reação Cruzada      | Humano, Camundongo, Rato                                                                                      |
| SWISS               | Q15418                                                                                                        |
| Peso Proteico       | 83kDa                                                                                                         |
| Transporte          | Saco de gelo                                                                                                  |