


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Pak1/2/3 (S144/S141/S139) Para Wb E Elisa - Q13153 / Q13177 / O75914

Número do item: CM0001673



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico que reconhece PAK1 (S144), PAK2 (S141), PAK3 (S139). Validado para WB e ELISA em humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de apoptose, citoesqueleto e vias de sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Phospho-PAK1/2/3-S144/S141/S139
Observações/Apelido	PAKalpha; Phospho-PAK1/2/3-S144/S141/S139
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5058/5062/5063
GeneID	5058/5062/5063
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S144 da PAK1 humana (Q13153)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13153/Q13177/O75914
Peso da Proteína	65kDa
Envio	Saco de gelo