

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Pak2 (S20) Para Wb, Elisa - Q13177

Número do item: CM0001110



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico direcionado a PAK2 na serina 20. Validado para aplicações de Western blot e ELISA, com reatividade cruzada a camundongo e rato. Ideal para estudar a sinalização de PAK2 em apoptose e dinâmica do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-PAK2-S20 Rabbit mAb
Observações/Alias	KNO2; PAK65; PAKgamma; Fosfo-PAK2-S20
Espécie	Humano
ID do Gene	5062
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S20 da PAK2 humana (NP_002568.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q13177
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Bolsa de gelo