


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Paxilina (Y118) Para Wb, Elisa - P49023

Número do item: CM0001817



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para fosfo-Paxilina (Tyr118). Validado para WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de adesão focal e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	Fosfo-Paxilina-Y118 mAb de Coelho
Observações/Apelido	PXN; paxilina; Fosfo-Paxilina-Y118
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5829
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y118 da Paxilina humana (P49023)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49023
Peso Proteico	65kDa
Envio	Saco de gelo