

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Pdgfr Alfa-Y754 Para Wb, Elisa - P16234

Número do item: CM0001694



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfoproteínas que visa o PDGFR alfa em Tyr754. Validado para Western blot e ELISA. Detecta níveis endógenos de PDGFR alfa apenas quando fosforilado em Tyr754. Reativo a humano. Útil para estudar a sinalização de PDGF e oncologia. Peso molecular previsto 123 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-PDGFR alfa-Y754 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2; Fosfo-PDGFR alfa-Y754
Espécie	Humano
ID do Gene	5156
Imunogénio	Um péptido fosforilado sintético em torno de Y754 do PDGFRA humano (NP_006197.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P16234
Peso da Proteína	123kDa

Envio