

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Phospho-Pdgfrb (Tyr751) Para Wb, Elisa - P09619

Número do item: CM0001646



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para phospho-PDGFRB (Tyr751). Validado para WB e ELISA, reage com humano e camundongo. Ideal para estudar a sinalização do PDGFRB no desenvolvimento cardiovascular e na proliferação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Phospho-PDGFRB-Y751 Rabbit pAb
Observações/Apelido	IMF1; KOGS; IBGC4; JTK12; PDGFR; PENTT; CD140B; PDGFR1; PDGFR-1; Phospho-PDGFRB-Y751
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5159
GeneID	5159
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y751 do PDGFRB humano (NP_002600.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P09619
Peso Proteico	124kDa
Transporte	Saco de gelo