


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Pdgfrb (Y1021) Para Wb, Elisa - P09619

Número do item: CM0000765



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que detecta PDGFRB fosforilado em Y1021, validado para Western blot e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudar a sinalização do PDGF na biologia vascular e no câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-PDGFRB-Y1021 pAb de Coelho
Observações/Apelido	IMF1; KOGS; IBGC4; JTK12; PDGFR; PENTT; CD140B; PDGFR1; PDGFR-1; Fosfo-PDGFRB-Y1021
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5159
ID do Gene	5159
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y1021 do Fosfo-PDGFRB-Y1021 humano (NP_002600.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09619
Peso Molecular da Proteína	124kDa
Transporte	Saco de Gelo