

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Pdha1-S293 Para Wb E Elisa - P08559

Número do item: CM0000892



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta especificidade direcionado a PDHA1 fosforilada (serina 293). Validado para Western blot (WB) e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de metabolismo mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Phospho-PDHA1-S293
Observações/Alíase	PDHA; PDHAD; PHE1A; E1alpha; PDHCE1A; Phospho-PDHA1-S293
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5160
ID do Gene	5160
Imunógeno	Peptídeo Sintético / Um peptídeo fosforilado sintético ao redor do S293 da PDHA1 humana (NP_000275.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08559
Peso Proteico	43kDa
Envio	Bolsa de gelo