

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Perk (T982) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nzj5

Número do item: CM0001768



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que reconhece fosfo-PERK (T982) em humano, rato, camundongo. Validado para WB, IHC-P, ELISA. Ideal para estudar estresse do RE e sinalização da resposta a proteínas mal enoveladas (UPR).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-PERK-T982
Observações/Apelido	PEK; WRS; PERK; Fosfo-PERK-T982
Espécie	Humano
GeneID	9451
Imunôgeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno de T982 do PERK humano (NP_004827.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NZJ5
Peso Proteico	125kDa
Envio	Saco de Gelo