

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Pi3 Cinase P55-Gama (Pik3R3) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92569

Número do item: CM0001251

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para PI3 Cinase p55-gama (PIK3R3) fosforilada em Y199. Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano e camundongo. Ideal para estudos de sinalização da insulina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-PI3 Cinase p55-Y199 mAb de Coelho
Observações/Apelido	PIK3R3; Fosfo-PI3KP55y-Y199
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8503
GeneID	8503
Imunógeno	Um peptídeo sintético fosforilado em torno de Y199 da PI3 Cinase p55 humana (NP_001107644.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q92569
Peso Proteico	55kDa
Envio	Saco de gelo