

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Pi3K P85A/P55Γ/P85B (Y467/Y199/Y464) Para Wb, Elisa - P27986 / O00459 / Q92569

Número do item: CM0001364



introdução

Anticorpo policlonal de coelho detecta as subunidades reguladoras fosforiladas da PI3K p85α (Y467), p55γ (Y199) e p85β (Y464). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada em humano, camundongo e rato. Ideal para o estudo das vias de sinalização PI3K/AKT.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-PI3KP85α/P55γ/P85β-Y467/Y199/Y464 Rabbit pAb
Observações/Alias	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3; Phospho-PI3KP85α/P55γ/P85β-Y467/Y199/Y464
Espécie	Humano
ID do Gene	5295/5296/8503
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P27986/O00459/Q92569
Peso Proteico	42-54kDa/81-84kDa
Envio	Saco de gelo