


Anticorpo Policlonal Anti-Fosfo-Pka C-Alfa (Prkaca)-S339 Para Wb, Ip, Elisa - P17612

Número do item: CM0000437



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PKA C-alfa fosforilada em Ser339, validado para WB, IP, ELISA em amostras humanas. Ideal para estudar sinalização dependente de cAMP, ciclo celular e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-PKA C-alfa (PRKACA)-S339 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CAFD1; PKACA; PPNAD4; Fosfo-PKA C-alfa (PRKACA)-S339
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5566
ID do Gene	5566
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S339 da PKA C-alfa humana (PRKACA) (NP_002721.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P17612
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco de gelo