


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Pkc Alfa (S319) Para Wb E Elisa - P17252

Número do item: CM0000828



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado à PKC alfa fosforilada em S319, para WB e ELISA; reage de forma cruzada com humano, rato e camundongo. Ideal para pesquisa em sinalização, câncer e cardiovascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-PKC alfa-S319 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AAG6, PKCA, PRKACA, PKCI+/-, PKCalpha, PKC-alfa, Fosfo-PKC alfa-S319
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5578
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S319 da PKC alfa humana (NP_002728.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17252
Peso Proteico	77kDa
Envio	Saco de Gelo