

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Pkc Alfa-T638 Para Wb, Elisa - P17252

Número do item: CM0001410



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico que reconhece PKC α humana fosforilada em Thr638. Ideal para Western blot e ELISA, permitindo análise precisa da ativação da PKC α em pesquisas sobre câncer, apoptose e sinalização cardiovascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-PKC alfa-T638
Observações/Apelido	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalfa; PKC-alfa; Fosfo-PKC alfa-T638
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5578
ID do Gene	5578
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno de T638 da PKC alfa humana.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P17252
Peso Proteico	77kDa
Transporte	Bolsa de gelo