


Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Pkc Delta-S645 Fosforilado Para Wb, Elisa - Q05655

Número do item: CM0001762



introdução

Anticorpo policlonar de coelho fosfo-específico direcionado a PKCδ fosforilada em S645, validado para WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa em apoptose e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-PKC delta-S645 Rabbit pAb
Observações/Alias	MAY1; PKCD; ALPS3; CVID9; nPKC-delta; Phospho-PKC delta-S645
Espécie	Humano
ID do Gene	5580 (Humano)
Imunógeno	Peptídeo fosforilado sintético ao redor de S645 da PKC delta humana (NP_006245.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q05655
Peso da Proteína	78kDa
Envio	Bolsa de gelo