

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Pkc Mu-S910 Para Wb, Elisa - Q15139

Número do item: CM0001684

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PKC mu fosforilada (S910), validado para WB e ELISA em células humanas. Adequado para investigar sinalização mediada por PKD/PRKD1, função do Golgi e patologias relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Fosfo-PKC mu-S910
Observações/Apelido	PKD; PKCM; CHDED; PRKCM; PKC-MU; Fosfo-PKC mu-S910
Espécie	Humano
ID do Gene	5587
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S910 da PKC mu humana (NP_002733.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q15139
Peso Proteico	102kDa
Envio	Bolsa de Gelo