


Anti-Fosfo-Pkc (Pan) (Zeta)-T410 Pab De Coelho - P17252 / P05771 / Q05655 / Q02156 / P05129 / P24723 / P41743 / Q04759 / Q05513

Número do item: CM0000998



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo, direcionado ao PKC zeta fosforilado em T410 e isoformas pan-PKC; validado para WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para pesquisas de sinalização e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-PKC (pan) (zeta)-T410 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCG/PRKCH/PRKCI/PRKCQ/PRKCZ; Fosfo-PKC (pan) (zeta)-T410
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5578/5579/5580/5581/5582/5583/5584/5588/5590
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético fosforilado em torno de T410 do PRKCZ humano (NP_002735.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17252/P05771/Q05655/Q02156/P05129/P24723/P41743/Q04759/Q05513
Peso da Proteína	46kDa/56-68kDa/74-83kDa
Envio	Saco com gelo