

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Pkc Zeta-T560 Para Wb, Elisa - Q05513

Número do item: CM0000699

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico direcionado a PKC zeta em Thr560, validado para WB e ELISA. Detecta humanos e tem reação cruzada com ratos. Ideal para estudos de sinalização de PKC zeta em polaridade celular, ativação de NF-kB e resposta à insulina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-Fosfo-PKC zeta-T560
Observações/Apelido	PKC2; PKC-ZETA; Fosfo-PKC zeta-T560
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5590
GeneID	5590
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Peptídeo fosforilado sintético ao redor de T560 da PKC zeta humana (Q05513)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q05513
Peso da Proteína	68 kDa
Envio	Saco de gelo