

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Pkr/Eif2Ak2-T446 Para Wb, If/Icc, Elisa - P19525

Número do item: CM0000797



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PKR/EIF2AK2 fosforilado (Thr446) para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta alvos humanos/murinos. Ideal para estudos de imunidade inata, resposta antiviral e sinalização de quinases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-PKR/EIF2AK2-T446 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PKR; PRKR; DYT33; LEUDEN; EIF2AK1; PPP1R83; Fosfo-PKR/EIF2AK2-T446
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5610
GeneID	5610
Imunogénio	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P19525
Peso Proteico	62kDa
Envio	Saco de gelo