


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Pla2G4A-S505 Para Wb, Elisa - P47712

Número do item: CM0001127



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado a Ser505 da cPLA2-alfa humana (PLA2G4A). Reage com humano, camundongo e rato. Validado para WB e ELISA. Ideal para pesquisa de vias inflamatórias e estudos de sinalização lipídica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-Fosfo-PLA2G4A-S505
Observações/Alíase	GURDP; cPLA2; PLA2G4; cPLA2-alfa; Fosfo-PLA2G4A-S505
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5321
ID do Gene	5321
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P47712
Peso da Proteína	85kDa
Envio	Bolsa de gelo