


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Plc Gama 1 (Plcg1)-Y783 Para Wb - P19174

Número do item: CM0001360



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que reconhece a PLC gama 1 fosforilada em Tyr783. Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada de camundongo. Ideal para estudos de sinalização de RTK e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-PLC gama 1 (PLCG1)-Y783 mAb de Coelho
Observações/Apelido	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1; Fosfo-PLC gama 1 (PLCG1)-Y783
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5335
GeneID	5335
Imunogênio	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y783 da Fosfo-PLC gama 1 (PLCG1)-Y783 humana (NP_877963.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P19174
Peso Proteico	149kDa
Envio	Saco de gelo