


Anticorpo Monoclonal Anti-Fosfo-Plc Gama 2 (Plcg2)-Y759 Para Wb, If/Icc, Elisa - P16885

Número do item: CM0001409



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho fosfo-específico contra PLC gama 2 (PLCG2) humano fosforilado em Y759. Validado para WB, IF/ICC e ELISA; adequado para investigar a transdução de sinal mediada por PLCG2 em jangadas lipídicas e função de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-PLC gama 2 (PLCG2)-Y759
Observações/Apelido	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-gama-2; Fosfo-PLC gama 2 (PLCG2)-Y759
Espécie	Humano
GeneID	5336
Imunógeno	Peptídeo fosforilado sintético em torno de Y759 do PLC gama 2 (PLCG2) humano (NP_002652.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P16885
Peso Molecular da Proteína	148kDa
Envio	Em saco de gelo