


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Plcg2 (Y1217) Para Wb, If/Icc, Elisa - P16885

Número do item: CM0000679



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Fosfo-PLCG2 (Y1217) validado para Western blot, imunofluorescência/imunocitoquímica e ELISA. Reage com PLC-gama-2 humano. Ideal para estudar a fosforilação de tirosina nas vias de sinalização do receptor de células B e do receptor Fc.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-PLC gama 2 (PLCG2)-Y1217
Observações/Apêndice	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-gama-2
Espécie	Rato
ID do Gene (Humano)	5336
Imunogénio	Péptido sintético em torno de Y1217 do PLC gama 2 (PLCG2) humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P16885
Peso Proteico	148kDa
Envio	Saco de Gelo