


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Plcg2 (Y759) Para Wb, Elisa - P16885

Número do item: CM0001459



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo contra PLCG2 humano (Y759) para aplicações de WB e ELISA. Este anticorpo tem como alvo uma enzima crucial na sinalização transmembrana que produz segundos mensageiros DAG e IP3. Ideal para pesquisa de transdução de sinais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-PLC gama 2 (PLCG2)-Y759 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-gama-2; Fosfo-PLC gama 2 (PLCG2)-Y759
Espécie	Humano
ID do Gene	5336
Imunogénio	Um peptídeo sintético fosforilado em torno de Y759 da PLC gama 2 humana (PLCG2) (NP_002652.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P16885
Peso da Proteína	148kDa
Envio	Saco de gelo