


Anticorpo Policlonal Anti-Fosfo-Polr2A Ctd-S2 Para Wb, Ip, Elisa - P24928

Número do item: CM0000948



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que reconhece o POLR2A humano fosforilado no Ser2 da repetição CTD (YSPTSPS). Validado para Western blot, imunoprecipitação e ELISA. Ideal para estudos de regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-POLR2A CTD-S2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpIL5; hsRPB1; hRPB220; Fosfo-POLR2A CTD-S2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5430
ID do Gene	5430
Imunogénio	Peptídeo sintético Um peptídeo específico de fosfo correspondente aos resíduos circundantes ao S2 da repetição CTD YSPTSPS do POLR2A humano.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P24928
Peso da Proteína	217kDa
Envio	Saco de gelo