


Anti-Phospho-Polr2A Ctd-S7 Coelho Pab Para Wb, Ihc-P, Elisa, Chip - P24928

Número do item: CM0000708



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado à fosforilação da CTD Ser-7 de POLR2A. Validado para WB, IHC-P, ELISA, ChIP em humano, camundongo e rato. Essencial para o estudo da regulação da transcrição pela Pol II e processamento de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-POLR2A CTD-S7 Coelho pAb
Observações/Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpiILS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD-S7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5430
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a resíduos ao redor de S7 da repetição YSPTSPS do CTD de POLR2A humana
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24928
Peso Proteico	217kDa
Envio	Saco de gelo