

Anticorpo Policloal Rabbit Anti-Fosfo-Ppp1Ca (T320) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P62136

Número do item: CM0000476



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PPP1CA fosforilada (Thr320) validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para o estudo da fosforilação da subunidade catalítica PP1 α e da sinalização por fosfatases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-PPP1CA-T320 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PP1A; PP-1A; PPP1A; PP1alpha; Fosfo-PPP1CA-T320
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5499
GeneID	5499
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de T320 da PPP1CA humana (NP_002699.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62136
Peso Proteico	38kDa
Envio	Saco de gelo